

Kidde Ögonskölj-väska

Allmänt

En stabil, smidig och komplett Ögonskölj-väska som följer arbetarskyddstyrelsens föreskrifter AFS 1999:7 § 9. Tack vare denna effektiva ögonsköljvätskan, som räcker i ca 19 min vid spolning, kan man förhindra ögonskador eller fortsatt skadeutveckling.

Innehåll

- 3 st Steril koksaltlösning, grön flaska, 500 ml
- 2 st Steril pH Neutral-lösning (buffrad), blå flaska, 200 ml
- 2 st Lock till pH Neutral
- 5 st Steril kompress 7,5 x 7,5 cm
- 1 st Spegel, styren 13 x 8,5 cm
- 1 st Beställningsedel
- 1 st Informationsblad

